

Stability Trainer Noir

Codes :

Reference: 4665006605



Description :

Les coussin Stability Traine sont utilisés pour **améliorer la motricité, l'équilibre et pour la réhabilitation du genou, du dos et des chevilles.**

Coussin gonflé d'air.

- 3 coussins de densités différentes permettent d'effectuer des exercices de niveaux progressifs :
 - Le coussin vert est ferme (mousse très compacte) et s'utilise pour les premiers niveaux d'exercices
 - Le coussin bleu est en mousse plus souple et introduit un niveau d'exercice plus élevé pour l'utilisateur
 - Pour une difficulté maximum, utilisez le coussin noir gonflé d'air et extra souple. Ce coussin d'équilibre permet de bouger dans plusieurs directions. Une face est couverte de picots pour une stimulation sensorielle et les bords plus durs évitent une torsion des pieds pendant les exercices