

Pâtes Putty Rolyan® rouge 2,3kg

Codes :

Reference: 50719905



Description :

Les pâtes Putty Rolyan de rééducation sont **non toxique et non grasse**, elles sont utilisées pour le **renforcement de la main**.

- Ne laissent aucune couleur ou résidu sur les mains
- Ne se réduisent pas en fragments et ne collent pas sur la peau
- Se pressent, s'étirent, se tordent ou se pincent
- Combinez n'importe laquelle de ces couleurs pour créer la résistance adaptée aux besoins du patient
- Eviter le contact avec des matériaux tels que du tissu ou du papier