

Pâtes Putty Rolyan® vert 454g

Codes :

Reference: 507201



Description :

Les pâtes Putty Rolyan de rééducation sont **non toxique et non grasse**, elles sont utilisées pour le **renforcement de la main**.

- Ne laissent aucune couleur ou résidu sur les mains
- Ne se réduisent pas en fragments et ne collent pas sur la peau
- Se pressent, s'étirent, se tordent ou se pincement
- Combinez n'importe laquelle de ces couleurs pour créer la résistance adaptée aux besoins du patient
- Eviter le contact avec des matériaux tels que du tissu ou du papier