

FlexBar™ Rouge

Codes :

Reference: 4665006796

**Description :**

La Flexbar Thera-Band est légère, portable et facile à tenir pour l'entraînement et la réhabilitation des mains, des poignets, des avant-bras et des épaules.

- Chaque barre d'exercice a une longueur de 30cm et est disponible en 4 diamètres à des niveaux de résistance croissante

Force requise pour plier la barre en forme de "U" :

Jaune	2,7kg	résistance très faible
Rouge	4,5kg	résistance faible
Vert	6,8kg	résistance moyenne
Bleu	11,3kg	résistance élevée

Couleur : rouge