

Ezeform 3,2mm Pleine 46x61cm Bleu

Codes :

Reference: 081282250

**Description :**

L'Ezeform Rolyan a une résistance maximale à l'étirement. C'est notre matière thermoformable la plus solide et la plus durable. Elle est sans revêtement. C'est un produit sans latex.

Caractéristiques de manipulation

La matière a une résistance maximum à l'étirement avec d'excellentes qualités de conformabilité et de drapement

Elle a une excellente rigidité. Elle n'a besoin d'aucun renfort

Elle reste en place lors du moulage des contours cruciaux

Sa surface est légèrement collante, elle libère les mains pendant la réalisation de l'orthèse

Pour un collage permanent, pincer les matières encore chaudes

Chauffage et le temps de travail

La plaque de 3,2mm chauffée pendant 1min à 70/75°C procure un temps de travail de 4 à 6min

Indications cliniques

Pour les attelles neurologiques

Pour les attelles de positionnement du membre inférieur

Pour les adaptations d'équipement

Elle est parfaite pour les patients non coopératifs

Ép. : 3,2mm
Type : Pleine
Couleur : Bleu
Dim. (L x l) : 46 x 61cm
Nbre : 1 plaque