

## Exerciseur Digi-Flex rouge

### Codes :

Reference: A3973



### Description :

L'Exerciseur Digi-Flex développe la **force, la souplesse et la coordination** tout en augmentant la **force de la main et de l'avant-bras**.

- Le patient positionne chaque doigt sur son propre bouton à ressort
- Les ressorts calibrés sont un outil quantitatif sérieux pour le thérapeute dans l'évaluation des progrès
- Brochure d'illustration en langue anglaise incluse

#### Couleurs et résistances

Jaune : 0,68kg

Rouge : 1,4kg

Vert : 2,3kg

Bleu : 3,2kg

Noir : 4,1kg