

## Siège suspendu léger



### Codes :

Reference: 091170737

### Description :

Le siège de bain suspendu **surélève la position assise dans la baignoire et facilite l'entrée / la sortie du bain**. Souvent utilisé en complément d'une planche de bain, d'une barre d'appui ou d'un tapis antidérapant

- Cadre aluminium
- Siège en plastique
- Très léger
- Embouts antidérapants aux extrémités qui protègent les rebords de la baignoire et stabilisent le siège

### Caractéristiques

- Couleur : Blanc
- Incréments : 1,3cm
- Dim. (L x l) Siège : 41 x 23cm
- Larg. Int. baignoire : 58 - 67cm
- Long. totale : 73cm
- poids : 1,2kg
- poids maximum : 90kg