

Banc de transfert Comfy



Codes :

Reference: AA1594

Description :

Le banc de transfert Comfy est **extra-large pour faciliter les transferts, sécurisant**, avec une **assise rembourrée pour plus de confort**.

- Assise divisée en deux sections
- Dossier capitonné
- Poignée d'aide au transfert latéral
- Cadre en aluminium solide et léger
- Dossier et poignée modulables pour un positionnement droite ou gauche
- Embout en plastique antidérapant à chaque extrémité des pieds

Caractéristiques

- Couleur : Gris
- Dim. (L x l x h) : 70 x 40,5 x 43cm (assise)
- Haut. : Sol-siège 56cm maxi
- Dégagement depuis le sol : 61cm maxi
- poids : 5,8kg
- poids maximum : 120kg