

Siège Savannah™



Codes :

Reference: 091171511

Description :

Le siège Savannah est en **aluminium et en plastique solide** et dispose d'une **grande assise confortable et sécurisante**

- Pieds réglables en hauteur
- Accoudoirs relevables

Caractéristiques

- Désign. : Siège seul
- Couleur : Blanc
- Haut. mini - maxi : Siège 45,5 - 58,5cm
- Dim. (L x l) : Siège 43 x 36cm
- Dist. depuis mur : 43cm
- Dist. depuis mur replié : 13cm
- poids : 3,8kg
- poids maximum : 159kg