

Siège rembourré Tooting

**Codes :**

Reference: AA1694

Description :

Les sièges Tooting sont **très stables** et se rabattent contre le mur pour **optimiser l'espace**.

- Cadre solide en plastique, aluminium et acier
- Assise rembourrée de mousse confortable
- Pieds ajustables par système de clips (deux hauteurs)
- Embouts antidérapants à l'extrémité des pieds pour plus de sécurité

Caractéristiques

- Couleur : Gris
- Haut. mini - maxi : Siège 48,5 - 59cm
- Dim. (L x l) : Siège 39 x 33cm
- poids : 4,9kg
- poids maximum : 159kg