

Siège avec assise profilée

Codes :

Reference: 091171644



Description :

Ce siège de douche avec **assise profilée** possède des **poignées intégrées** au sur l'assise et se relève contre le mur pour **un gain d'espace**.

- Cadre en aluminium robuste
- Assise perforée en plastique
- Stable (pieds ajustables en hauteur)
- Bords surélevés
- Embouts en caoutchouc antidérapants à l'extrémité des pieds

Caractéristiques

- Couleur : Blanc
- Dim. mini - maxi (L x l x h) : Siège 49 x 28 x 40 - 54cm
- Dist. depuis mur : 38cm
- Dist. depuis mur replié : 14,5cm
- poids : 4,6kg
- poids maximum : 160kg