

Tabouret de douche modulaire Prima

Codes :

Reference: 091158377



Description :

Le tabouret modulaire Prima est **confortable, solide et polyvalent** puisqu'il peut s'utiliser en tabouret seul, ou avec accoudoirs, ou avec dossier et accoudoirs.

- Réglable en hauteur
- Effort réduit grâce à l'assise inclinée (partie avant plus basse de 5cm que la partie arrière)
- Pieds coudés pour un contact total entre les embouts et le sol

Caractéristiques

- Couleur : Blanc
- Haut. (à l'avant) : 50 - 62cm
- Haut. (à l'arrière) : 55 - 67cm
- Siège (L x l) : 31 x 40cm
- Dist. entre accoudoirs : 45cm
- Empreinte au sol : 44 x 52cm
- poids maximum : 125kg