

Tabouret de douche

Codes :

Reference: AA1556



Description :

Ce tabouret de douche possède une **assise large en plastique moulé avec de poignées intégrées.**

- Cadre léger en aluminium
- Deux accoudoirs sur le cadre
- A assembler soi-même

Caractéristiques

- Couleur : Blanc
- Dim. (L x l) : Siège 52 x 34cm
- Haut. mini - maxi : Siège 48,5 x 58,5cm
- Dist. entre accoudoirs : 61cm
- Dossier (l x h) : 41 x 19,5cm
- Empreinte au sol (au plus bas) : 45 x 57,5cm
- Empreinte au sol au plus haut : 48 x 60cm
- poids : 3,8kg
- poids maximum : 204kg