

# Chaises Harrogate Hauteur fixe 51cm

## Codes :

Reference: AA1620



## Description :

Confortable avec une assise en plastique profilé, les chaises Harrogate existent en **version fixe, ajustable en hauteur, avec ou sans roulettes.**

- Cadre en acier
- quatre versions : fixe ou ajustable en hauteur, avec ou sans roulettes
- Embouts antidérapants
- Roulettes avec freins (Ø 7,5cm) pour les versions équipées

## Caractéristiques

- Désign. : Chaise hauteur fixe sans roulettes
- Dim. (L x l) Siège : 43 x 40cm
- Haut. Siège : 51cm
- Haut. Accoudoir : 22,5cm
- Dist. entre accoudoirs : 56cm
- Empreinte au sol : 50,8 x 57,2cm
- poids : 6,8kg
- poids maximum : 165kg