

Bac à shampoing Economique



Codes :

Reference: 091078153

Description :

Le bac à shampoing économique est **idéal pour des utilisations au lit** .

- PVC robuste
- Gonflage à la bouche ou avec une pompe à air (non fournie)
- Soutient confortablement la tête et le cou
- Tuyau de drainage souple à sens unique avec un bouchon à l'extrémité

Caractéristiques

- Couleur : Beige
- Dim. (L x l x h) : 66 x 61 x 15cm (gonflé)
- Larg. découpe pour nuque : 13cm
- poids : 725g