

Bac à shampoing EZ

Codes :

Reference: 091078161



Description :

Le bac à shampoing EZ est **léger et compact** permettant d'être ranger et transporter facilement.

- En vinyle robuste
- Conception anti-débordements
- Sécurisant et confortable
- Soutient la nuque et les épaules
- Appui-tête intégré inclus
- Tuyau de drainage souple à sens unique avec un bouchon à l'extrémité
- Gonflage à la bouche ou avec une pompe à air (non fournie)

Caractéristiques

- Couleur : Blanc
- Dim. (L x l x h) : 60 x 50 x 15cm (gonflé)
- Larg. découpe pour nuque : 15,8cm
- poids : 680g