

Poignée d'appui



Codes :

Reference: AA1920

Description :

La poignée d'appui **facilite l'entrée et la sortie de la baignoire.**

- Robuste
- Sécurisante
- Acier époxy
- Se fixe sur le côté de la baignoire à l'aide de la mâchoire de serrage
- Des patins en caoutchouc protègent le revêtement de la baignoire

Caractéristiques

- Couleur : Blanc
- Long. : 45,5cm
- Haut. mesurée à partir du rebord baignoire : 35cm
- Ajust. mâchoire de serrage : 8,5 à 14cm
- poids : 2,4kg
- poids maximum : 100kg