

Poignée d'appui Deluxe



Codes :

Reference: AA1921

Description :

La poignée d'appui **facilite l'entrée et la sortie de la baignoire.**

- Robuste
- Sécurisante
- Acier époxy
- Se fixe sur le côté de la baignoire à l'aide de la mâchoire de serrage
- Des patins en caoutchouc situés de part et d'autre de la mâchoire de serrage protègent le revêtement de la baignoire

Caractéristiques

- Couleur : Blanc
- Long. : 49,5cm
- Haut. mesurée à partir du rebord baignoire : 37,5cm
- Ajust. mâchoire de serrage : 7,5 à 18cm
- poids : 2,5kg
- poids maximum : 100kg