

Barre d'appui relevable

Codes :

Reference: AA2043

**Description :**

Cette barre d'appui relevable en acier se compose d'une barre inférieur de renfort et d'une barre principale fabriquée en tube de forme ovale plus confortable à saisir.

- Robuste
- Système de blocage en position relevé

Caractéristiques

- Long. : 70cm
- Dim. Plaque de fixation : 26 x 10cm
- Distance depuis le mur quand relevée : 14,5cm
- poids : 2,7kg
- poids maximum : 125kg