

Bidet portable standard



Codes :

Reference: AA2612Y

Description :

Solide et équipé d'un porte **savon sur l'avant**, ce bidet portable **se place sur la plupart des cuvettes de toilettes**.

- Solide
- Cuvette en plastique
- Porte-savon sur l'avant
- Se place sur la plupart des cuvettes de toilettes
- Autoclave à 135°C

Caractéristiques

- Couleur : Blanc
- Dim. (L x l x h) : 35 x 33,5 x 12cm
- poids : 325g