

Embout Kings couteau arrondi

Codes :

Reference: AA5530



Description :

Ces embouts arrondis sont très appréciés des personnes ayant un **mouvement limité du bras ou du poignet**.

- Le couteau coudé à 90° peut être utilisé comme second ustensile (dans ce cas il convient d'utiliser une poignée à double extrémité)
- Les fourchettes et les cuillères sont courbées à 40°
- L'adaptateur coudé rallonge le manche et apporte un angle à 30° à chaque ustensile

Caractéristiques :

- Condit. : L'Unité
- Désign. : Couteau
- Long. : Totale 13,2 cm ; Lame 8 cm
- poids : 20 g