

Rouleau Plastazote 3,2mm - 15x91cm

**Codes :**

Reference: 081285907

Description :

La matière thermoformable en rouleaux mousse Plastzote auto-adhésif est idéale pour le confort et la conformabilité

Caractéristiques de manipulation

Matière en mousse de faible densité qui se conforme à la chaleur et à la pression. Mise en oeuvre facile

Se coupe au format, se chauffe au four et se moule pour une adaptation sûre et rapide

Cette matière peut être laminée en superposant deux plaques et en les chauffant au four

Chauffage

Au four à 140°C

Ne doit pas être utilisée avec un bac chauffant. Se chauffe avec un pistolet à air chaud ou dans un four qui renferme de l'air chaud

Indications cliniques

Les semelles et les inserts, idéale pour les orthèses sur membre de diabétique.

Idéale pour les orthèses arthritiques, les colliers cervicaux

S'utilise aussi pour adapter des manches d'ustensiles de cuisine et d'équipements

Type : Pleine
Couleur : Beige
Ép. : 3,2mm
Dim. (L x l) : 15 x 91cm
Nbre : 1 rouleau

Auto-adhésif