

Assiette Scoop Bleue



Codes :

Reference: AA5608B

Description :

Cette assiette possède une **paroi verticale qui guide la nourriture sur les couverts**, une **base antidérapante et des larges rebords pour une prise en main facile**.

- Légère
- En polypropylène
- Base antidérapante (revêtement en caoutchouc)

- Couleur : Bleu
- Ø ext. assiette : 23cm
- Haut. : Paroi 1,5 - 4cm
- Larg. : Rebord 2cm

Passe au micro-onde et au lave-vaisselle.