

Feuille Néoprène 3mm 15x97cm Beige

Codes :

Reference: 091061894

**Description :**

Le néoprène est un support léger et flexible.

Le degré d'élasticité du Néoprène permet un mouvement contrôlé

Matériau revêtu de nylon sur une face et de tissu velours sur l'autre

S'attache facilement aux matières crochets

La légèreté et la chaleur du Néoprène en fait un matériau idéal pour soulager les douleurs arthritiques

Indications : strapping, réalisation d'orthèses légères. La chaleur peut être bénéfique avec l'hypertonie.

Ép. : 3mm

Design. : 1 feuille

Couleur : Beige

Dim. (L x l) : 15 x 97cm