

RevoReach™ GripLock avec système de blocage



Codes :

Reference: 091204791



Description :

Ligné épurée et moderne. Légère et équilibrée

Points clés :

Poignée ergonomique (réduit la douleur du poignet et du doigt)

Poignée antidérapante (prise en main sûre)

Robuste (sécurité et solidité)

Mâchoires striées anti-glisse (meilleure prise lors de la saisie d'objets)

La tête des mâchoires pivotantes est réglable et s'opère par l'action tirer/pivoter pour plus de souplesse

Les mâchoires se bloquent une fois l'objet saisi

Système de verrouillage avec 3 fonctions principales :

Blocage standard (le blocage s'engage avec le pouce ou la main. La personne saisit un objet, puis engage le blocage)

Prise et maintenue (blocage automatique dès que la gâchette est pressée)

Réglage précis (pour la saisie des petits objets)

Long. : 66cm

Modèle : Standard

poids : 220g

