

Pickup 60cm (sachet plastique)

Codes :

Reference: AA8060W



Description :

Plus besoin de se pencher pour ramasser les objets !

Légère

Robuste

Mâchoires avec revêtements profilés pour une excellente prise. Recouvertes de patins en caoutchouc antidérapant

Tête aimantée pour récupérer facilement les petits objets ferreux

Gâchette confortable et large - permet l'utilisation de tous les doigts

Courte distance de déclenchement - idéale pour les doigts raides atteints d'arthrite

Tête pivotante et clip de fixation amovible (pour fixer la pince à un fauteuil roulant, un déambulateur)

Modèle : Standard

Condit. : sous sachet plastique

Long. : 60cm

poids : 215g