

Pickup 90cm

Codes :

Reference: AA8073

**Description :**

Plus besoin de se pencher pour ramasser les objets !

Légère

Robuste

Mâchoires avec revêtements profilés pour une excellente prise. Recouvertes de patins en caoutchouc

antidérapant

Tête aimantée pour récupérer facilement les petits objets ferreux

Gâchette confortable et large - permet l'utilisation de tous les doigts

Courte distance de déclenchement - idéale pour les doigts raides atteints d'arthrite

Tête pivotante et clip de fixation amovible (pour fixer la pince à un fauteuil roulant, un déambulateur)\$

Modèle : Très longue

Long. : 90cm

poids : 250g