

Feuille Néoprène 3mm 46x61cm

Codes :

Reference: 091166032



Description :

Le néoprène est un support léger et flexible

Le degré d'élasticité du Néoprène permet un mouvement contrôlé

Matériau revêtu de nylon sur une face et de tissu velours sur l'autre

S'attache facilement aux matières crochets

La légèreté et la chaleur du Néoprène en fait un matériau idéal pour soulager les douleurs arthritiques

Indications : strapping, réalisation d'orthèses légères. La chaleur peut être bénéfique avec l'hypertonie

Modèle : Beige ; Ép.3mm ; 1 feuille ; Dim. (L x l) 46 x 61cm

Existe aussi en : noir et bleu/noir.

Si vous ne souhaitez pas le coloris par défaut, merci de préciser la couleur retenue lors de votre commande.