

Aquatubes™ ø6,4mm - orthèses Rolyan®

Codes :

Reference: 081302033

**Description :**

L' Aquatubes™ pour orthèses Rolyan s'utilisent comme supports afin d'orienter l'angle de traction ou comme charnières économiques durables

Tubes creux à adhérence instantanée. Malléables à basse température.

Adhèrent de façon permanente à toutes les autres matières thermoformables Rolyan

S'utilisent comme supports afin d'orienter l'angle de traction ou comme charnières économiques durables

Idéals pour les orthèses dynamiques et en 8

Ø ext. : 6,4mm

Ø int. : 3,2mm

Long. : 60cm

Condit. : 1

poids : 20g