

Coussin 43-100kg d'aide à la levée manuel UpEasy -

Codes :

Reference: AA3260

**Description :**

Facilite la levée et l'assise. S'utilise dans les sièges avec accoudoirs et dont la surface d'assise est d'une stabilité appropriée.

Léger et portable
Base antidérapante
Mécanisme à vérin à gaz
Réglage du poids par échelle graduée
Poignée de transport intégrée
Coussin en mousse confortable
Housse bleue lavable en machine

Poids de l'utilisateur : 43 - 100kg

Siège (L x l) : 48 x 43cm

Base (L x l) : 41 x 38cm

Haut. mini-maxi : 5 - 26cm

poids : 4,1kg

poids maximum : 100kg

