

Coussin 90-154kg d'aide à la levée manuel UpEasy -

Codes :

Reference: AA3261

**Description :**

Poids de l'utilisateur : 90 - 154kg

Siège (L x l) : 48 x 43cm

Base (L x l) : 41 x 38cm

Haut. mini-maxi : 5 - 26cm

poids : 4,1kg

poids maximum : 154kg

Facilite la levée et l'assise. S'utilise dans les sièges avec accoudoirs et dont la surface d'assise est d'une stabilité appropriée.

Léger et portable

Base antidérapante

Mécanisme à vérin à gaz

Réglage du poids par échelle graduée

Poignée de transport intégrée

Coussin en mousse confortable

Housse bleue lavable en machine

