

Coussin d'aide à la levée + mémoire de forme - utilisateur : 35-105kg Uplift

Codes :

Reference: AA3262

**Description :**

Poids de l'utilisateur : 43 - 100kg

Siège (L x l) : 48 x 43cm

Base (L x l) : 41 x 38cm

Haut. mini-maxi : 5 - 26cm

poids : 4,1kg

poids maximum : 100kg

Facilite la levée et l'assise. S'utilise dans les sièges avec accoudoirs et dont la surface d'assise est d'une stabilité appropriée.

Léger et portable

Base antidérapante

Mécanisme par vérin à gaz

Réglage du poids par échelle graduée

Levée douce

Poignée de transport intégrée

Coussin en mousse à mémoire de forme

Housse noire lavable en machine

