

Rollator Days chromé

Codes :

Reference: 091325505

**Description :**

- Couleur : Chromé
- Haut. Sol - poignée : 82,5 - 93cm
- Dim. Totales (L x l) : 66 x 55cm
- Ø roues : 19cm
- poids : 7,7kg
- poids maximum : 125kg

Déambulateur très maniable et peu encombrant.

- Cadre en acier
- Pliage à la verticale (reste en position droite)
- Poignées réglables en hauteur
- Freins parking (blocage des roues en poussant les poignées vers le bas)
- Pochette souple avec fermeture éclair inclus
- Conçu pour un usage en intérieur comme en extérieur
- Sac de transport inclus