

Rollator 3 roues Homecraft rubis

Codes :

Reference: 091169960



Description :

- Prof. Totale : 57 cm
- Couleur : Rouge
- Haut. Sol - poignée : 81,5 - 96,5cm
- Larg. Totale : 69cm
- Ø roues : 20cm
- poids : 7,5 kg
- poids maximum : 125kg

Peu encombrant, ce déambulateur 3 roues est livré avec un équipement complet de série : plateautablette, grand panier amovible et pochette souple avec fermeture éclair.

Excellent rapport qualité/prix.

- Cadre en acier
- Pliage à la verticale (reste en position droite)
- Poignées réglables en hauteur
- Panier amovible
- Freins parking (blocage des roues en poussant les poignées vers le bas)
- Peu encombrant et très maniable
- Conçu pour un usage en intérieur comme en extérieur

