

Déambulateur releveur

Codes :

Reference: AA8304

**Description :**

Haut. mini - maxi : 81 - 91,5cm

Larg. : 59,7cm

poids : 2,5kg

poids maximum : 136kg

Léger

Cadre aluminium

Double fonction :

1. Poignées basses : aident la personne à se relever d'une chaise / d'un fauteuil

2. Poignées hautes : facilitent la déambulation

Réversible - utilisable comme cadre de toilettes

Forme légèrement évasée

Largeur entre les poignées supérieures :

46,5cm (partie avant) ; 48,5cm (partie arrière)

Largeur entre les poignées inférieures :

52cm (partie avant) ; 54cm (partie arrière)