

## BeasyGlyder™ blanc

### Codes :

Reference: A71161



### Description :

Couleur : Blanc

Dim. planche (L x l x ép) : 81 x 24 x 2cm (ép. sans le disque) - 3.5cm (ép. avec le disque)

Siège (ø x ép) : 25 x 1,5cm

poids : 2,2kg

poids maximum : 180kg

Spécialement adaptée pour les transferts depuis un fauteuil roulant avec accoudoirs fixes, ou lorsque la roue

du fauteuil est un obstacle

Forme incurvée

Le disque de transfert pivote sur 360° et permet une translation sur la totalité de la longueur de la planche

Prévient les frictions et le cisaillement

Facilite le transfert

Conception très résistante