

BeasyII™ blanc

**Codes :**

Reference: A71162

Description :

Couleur : Blanc

Dim. planche (L x l x ép) : 70 x 30,5 x 2cm (ép. sans le disque) - 3.5cm (ép. avec le disque)

Siège (ø x ép) : 30,5 x 1,5cm

poids : 2kg

poids maximum : 180kg

Parfaite pour les petits espaces, en particulier les transferts dans la salle de bains

Le disque de transfert pivote sur 360° et permet une translation sur la totalité de la longueur de la planche

Prévient les frictions et le cisaillement

Facilite le transfert

Conception très résistante