

Disque de transfert tournant noir

**Codes :**

Reference: AA8823

Description :

Couleur : Noir

Ø : 40,5cm

poids : 1kg

poids maximum : 125kg

Les disques tournant permettent de déplacer des personnes pouvant se tenir debout mais ayant des difficultés à se retourner. L'aide soignant peut ainsi aider une personne à se déplacer en toute sécurité d'une chaise à un lit ou à une voiture, etc. en évitant les douleurs dorsales.

Robuste

En plastique léger

Rotation sur 360°