

Barre de transfert SuperPole™ Basic

Codes :

Reference: AA88371



Description :

Long. : 2m36 - 2m54
Ø : 6,3cm
poids : 8,2kg
poids maximum : 136kg

Assiste lors de la levée, du transfert ou des déplacements dans un lit
Installation facile avec un système de vérin à extension
Pour plafonds de hauteur 2,36m à 2,54m
Poignée de qualité pour une prise en main sûre et confortable
Coussinets en caoutchouc qui ne marquent pas le plafond ou le sol
SuperBar™ en option
Ne pas utiliser en milieu humide