

Chaise percée pédiatrique réglable

**Codes :**

Reference: 091164656

Description :

- Haut. ajustement : 28cm à 35,5cm
- Haut. Accoudoir : 42cm à 49,6cm
- Larg. Totale : 43cm
- Prof. Totale : 44cm
- Dist. entre accoudoirs : 38cm
- Dim. int. (l x p) : Siège 17,1 x 32,5cm
- Dim. Ext. (l x p) : Siège 32,4 x 38cm
- Ouvert. découpe frontale : 5,5cm
- Capacité : Seau 1l
- poids : 5,5kg
- poids maximum : 100kg
- Confortable
- Dossier rembourré en mousse polyuréthane à cellules fermées
- Lunette de toilettes avec découpe frontale pour faciliter l'hygiène intime
- Quatre hauteurs de réglage
- Cadre en acier
- Inclus : la lunette de toilettes, le seau avec couvercle et la sangle de hanches ajustable

