

# Chaise Heathfield accoudoirs réglables T4

## Codes :

Reference: AA7530804



## Description :

- Taille : 4
- Haut. ajustement : 31cm à 41cm
- Larg. : 36,5cm
- Prof. : 32cm à 41cm
- poids : 5kg
- poids maximum : 60kg
- Assure une bonne assise avec un soutien modéré
- Usage à domicile ou en milieu scolaire
- L'assise s'ajuste en hauteur et en profondeur
- Accoudoirs ajustables
- Six tailles proposées
- Pour les enfants à partir de 18 mois jusqu'à l'âge adulte