

# Chaise Heathfield accoudoirs réglables T5

## Codes :

Reference: AA7530805



## Description :

- Taille : 5
- Haut. ajustement : 35cm à 45cm
- Larg. : 43,5cm
- Prof. : 37,5cm à 47,5cm
- poids : 5kg
- poids maximum : 70kg
- Assure une bonne assise avec un soutien modéré
- Usage à domicile ou en milieu scolaire
- L'assise s'ajuste en hauteur et en profondeur
- Accoudoirs ajustables
- Six tailles proposées
- Pour les enfants à partir de 18 mois jusqu'à l'âge adulte