

Tabouret de douche avec accoudoirs

**Codes :**

Reference: 091156686

**Description :**

Le tabouret de douche Sherwood Plus XXL Homecraft avec accoudoirs est robuste et existe en 5 versions.

Robuste

Extra large

Assise très confortable, rembourrée de mousse recouverte de vinyle

Cadre en acier

Disponible en cinq versions

Dossier réglable en profondeur (selon version)

Les cadres des tabourets perchés ont une assise légèrement inclinée vers l'avant de 5,1cm

Désign. : Tabouret avec accoudoirs Empreinte au sol (au plus haut) : 77 x 66 cm Prof. Siège : 43 cm Haut. mini - maxi : 50,8 à 68,6 cm Larg. entre accoudoirs : 67 cm Larg. Siège : 61 cm poids : 8 kg poids maximum : 255 kg