

Pack clinique B Rolyan

Codes :

Reference: 081048719



Description :

Le pack clinique orthopedie thermoformable B Rolyan est idéal pour la réalisation d'orthèses de main et poignet

Ce pack contient une plaque de chaque :

TailorSplint ; pleine ; beige ; 2,4mm ; 22 x 30cm

Aquaplast-T Optiperf, blanc ; 2,4mm ; 22 x 30cm

Polyflex II ; pleine ; beige ; 3,2mm ; 22 x 30cm

Ezeform ; perforée 1% ; 3,2mm ; 20 x 45cm