

Pansement Tegaderm Foam carré 20x20 cm 1 BOITE DE 5

Codes :

Reference: 90603



Description :

Pansement très absorbant stérile.

Maintient la plaie dans un milieu humide favorable à la cicatrisation, tout en absorbant les exsudats qui pourraient entraîner une macération de la peau périlésionnelle. Il s'adapte facilement aux reliefs anatomiques. Il peut rester en place jusqu'à sept jours sur indication clinique.

Excellent drainage des exsudats grâce aux fibres super absorbantes y compris sous contention.
Cicatrisation en milieu humide.
Souples, fins et conformables.
Découpables.

La boîte de 5cm.

Taille : 20x20cm.