

Tegaderm Alginate 10x20 cm 1 BOITE DE 5

Codes :

Reference: 90114



Description :

Pansement primaire très absorbant sous forme de compresse stérile.

Composé de 100 % de fibres d'alginate non tissées.

Pour les plaies moyennement à fortement exsudatives au stade de détersion et de bourgeonnement, les plaies infectées selon avis et suivi médical et les plaies hémorragiques.

Bonne tolérance cutanée.

Très souples et conformables, s'adaptent parfaitement aux plaies cavitaires.

Hémostatiques : contiennent plus de 93% de sel d'alginate de calcium.

Absorbent jusqu'à 20 fois leur poids.