

Pansement Tegaderm Alginate 10x10 cm carré x10pièces

Codes :

Reference: 90112



Description :

Pansement primaire très absorbant sous forme de compresse stérile. Composé de 100 % de fibres d'alginate non tissées. Pour les plaies moyennement à fortement exsudatives au stade de déterision et de bourgeonnement, les plaies infectées selon avis et suivi médical et les plaies hémorragiques.

Carré, 10 x 10 cm. La boîte de 10.

Pansement Alginate A Haute Intégrité Stérile 3M™ Tegaderm™ Alginate 90112, 9851573, 10 cm x 10 cm, Carré.

Bonne tolérance cutanée.

Très souples et conformables, s'adaptent parfaitement aux plaies cavitaires.

Hémostatiques : contiennent plus de 93% de sel d'alginate de calcium.

Absorbent jusqu'à 20 fois leur poids.