


Pansement Tegaderm rond Foam Adhesive 13,97x13,97 cm LA BOITE DE 5

Codes :

Reference: 90619

**Description :**

Pansement hydrocellulaire adhésif haute performance stérile. Composé d'une mousse de polyuréthane non adhésive qui absorbe rapidement les exsudats. Indications : favorise la cicatrisation en milieu humide des plaies aiguës ainsi que des plaies chroniques.

Pansements semi-perméables qui protègent contre les agressions extérieures : selles, urines, bactéries.

Restent en place jusqu'à 7 jours.

Faciles à poser et prêts à l'emploi.

Épousent parfaitement les plaies à localisations difficiles.