

Pansement Tegaderm Foam Adhesive carré 14,3x14,3 cm La boîte de 10

Codes :

Reference: 90612



Description :

Pansement hydrocellulaire adhésif haute performance stérile. Composé d'une mousse de polyuréthane non adhésive qui absorbe rapidement les exsudats. Indications : favorise la cicatrisation en milieu humide des plaies aiguës ainsi que des plaies chroniques.

Pansements semi-perméables qui protègent contre les agressions extérieures : selles, urines, bactéries.

Restent en place jusqu'à 7 jours.

Faciles à poser et prêts à l'emploi.

Epousent parfaitement les plaies à localisations difficiles.