

# Tegaderm™ + Pad 5x7 cm 1 boîte de 50

**Codes :**

Reference: 3582

**Description :**

Pansement stérile transparent et absorbant.

Indications : pansement post-opératoire sur plaies moyennement éxsudatives assurant une protection anti-bactérienne.

Imperméable à l'eau et aux bactéries, il permet bains et douches tout en laissant respirer la peau.

Très souple et très confortable.

Pose aisée, compresse non adhérente : retrait sans douleur. 5 x 7 cm.

La boîte de 50.

Stérile transparent et absorbant. Très souple et très confortable.

5 x 7 cm. La boîte de 50.